


Regulowany kołnierz usztywniający, pediatryczny Ambu Mini Perfit ACE



OPIS PRODUKTU:

Regulowany kołnierz usztywniający Ambu® Mini Perfit®ACE to jednoczęściowy kołnierz do unieruchamiania odcinka szyjnego kręgosłupa, zabezpieczenia przed skręceniem bocznym i zmniejszenie odgięcia i rozciągnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa podczas transportu i rutynowego zabezpieczenia pacjenta. Ambu® Mini Perfit®ACE posiada możliwość 3-stopniowej regulacji rozmiaru: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją. Mini Perfit ACE posiada zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza w zależności od wielkości szyi pacjenta. Kołnierz umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni gardła pacjenta. Wykonany z polietylenu + sprasowana szara pianka.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żolny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

