


Rurka krtaniowa LTS i LT

OPIS PRODUKTU:

Rurka krtaniowa LTS umożliwia szybkie, skuteczne i bezpieczne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji zastępczej.

Kształt i budowa LTS umożliwia wprowadzenie rurki „na ślepo” bez użycia laryngoskopu do części krtaniowej gardła.

Wykonana jest z silikonu (nie zawiera lateksu) co pozwala na przeprowadzenie do 50 sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 °C.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa, ul. Żołąny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.



ParaMedica
POLSKA

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołąny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl