

Deska ortopedyczna NAJO Water



OPIS PRODUKTU:

Deska specjalnie skonstruowana do ratownictwa wodnego. Lekka, poręczna, zbudowana z wytrzymałego polipropylenu, wypełnionego poliuretanową pianką. Ścięte końce deski, niewypełnione pianką poliuretanową, ułatwiają manewrowanie w wodzie i podłożenie jej pod poszkodowanego. Podłużne otwory umożliwiają unieruchomienie każdej kończyny osobno. NAJO Water jest przenikliwa dla promieniowania X. Deska dostępna jest w wersji z unieruchomieniem głowy (model 445) oraz przeplatnymi pasami zabezpieczającymi (model 430-P).

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Długość: 183 cm
- Szerokość: 40, 5 cm
- Wysokość: 5,8 cm
- Waga: 6,3 kg
- Maks. obciążenie: 204 kg

Uniwersalny system unieruchomienia głowy 445



OPIS PRODUKTU:

Przystosowany jest do współpracy z niemal każdym rodzajem desek ortopedycznych. Głowa pacjenta spoczywa na miękkiej podkładce pomiędzy dwoma klockami, posiadającymi otwory na wysokości uszu poszkodowanego. Dodatkowo stabilizację zapewniają paski: czołowy i podbródkowy. Unieruchomienie wykonane jest z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte tworzywem wodoodpornym.

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

