


NOSZE RATOWNICZE NEIL ROBERTSON



OPIS PRODUKTU:

Nosze mają szerokie zastosowanie przy ewakuacji i transporcie w trudnych warunkach np. ewakuacja z miejsca wypadku z pokonaniem różnicy poziomów. Sprawdzają się w ratownictwie: przemysłowym, górniczym, morskim i górskim z zastosowaniem helikopterów itd. Mocny płócienny „kokon” usztywniony listwami skutecznie unieruchamia pacjenta, obejmując głowę, tułów, ręce i nogi. Stanowi stelaż dla systemu lin i uchwytów służących do transportu w pionie i poziomie. Zastosowane linki są odporne na tarcie.

Torba w komplecie.

Dostępne wymiary:

standard 160 cm – MOD 010779900

przedłużone 200 cm – MOD 010779900

DANE TECHNICZNE:

Długość 160 cm

Szerokość załóż. 32 cm

Wysokość załóż. 18 cm

Waga: 8 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żolny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

