

Półmaska twarzowa

model 1883+



OPIS PRODUKTU:

Działania ratownicze i procedury medyczne bardzo często wymagają zabezpieczenia górnych dróg oddechowych personelu medycznego, aby minimalizować zagrożenie infekcją. Najbardziej niebezpieczne substancje potrafią utrzymywać się w formie aerozolowej w zawieszeniu przez ponad 4 godziny, co wymusza szczególnie typ ochrony gwarantujący bezpieczeństwo personelu. Działania ratownicze, postępowanie z chorymi zakaźnymi, procedury chirurgiczne i ortopedyczne, przygotowywanie leków cytostatycznych – te oraz wiele innych czynności i procedur stanowi potencjalne zagrożenie dla pracowników służby zdrowia. Zgodnie z normą PN EN 149, maski w klasie ochronnej P3 stanowią najwyższy stopień ochrony dla półmasek ochronnych z kategorii PPE. Półmaska twarzowa spełnia wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- Osłonięty zawór wydechowy ułatwiający oddychanie
- Podwójne gumki mocujące wokół głowy
- Elastyczna część nosowa ułatwiająca dopasowanie maski do twarzy
- Klasa ochronna: P3
- Minimalna skuteczność filtra: 99%
- Maksymalna odporność na przesiąkanie: 2%
- Ochrona przed cząsteczkami o wielkości od 0,02 μm (zgodnie z normą PN EN 149:2001+A1:2009; EN 14683:2005)

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

