

WALIZKA NANUK NA DEFIBRYLATOR ZOLL AED 3



OPIS PRODUKTU:

Kanadyjska walizka NANUK przeznaczona do ochrony, transportu i przechowywania defibrylatora Zoll AED 3 w trudnych warunkach.

CECHY CHRAKTERYSTYCZNE PRODUKTU:

- System zatrzaskowy Powerclaw – zapewnia niezawodne, szczelne zamknięcie z blokadą zapobiegającą przypadkowemu otwarciu skrzyni podczas transportu lub upadku
- Wzmacniana konstrukcja z żywicy NK7 – gwarantuje odporność na wstrząsy, uderzenia i zgniatanie
- Automatyczny zawór ciśnieniowy i klasa ochrony IP 67 – gwarantują pełną wodo- i pyłoszczelność z równoczesnym wyrównaniem ciśnienia podczas zmian wysokości
- Doskonale leżący w dłoni składany uchwyt oraz pasek transportowy – pozwala na wygodne przenoszenie walizki na ramieniu lub w ręku, nawet w grubej rękawicy
- Możliwość założenia kłódki lub plomby – zabezpiecza przed dostaniem się do wnętrza osoby nieuprawnionej

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary zewnętrzne: 401 × 307 × 173 mm
- Dostępne kolory: czarny, pomarańczowy
- Wypełnienie: plastyczna pianka
- Waga: 2 kg
- Atesty i certyfikaty: IP67, MIL-STD-810F zanurzenie w wodzie, ASTM D-4169 DC-18 upadek – wstrząsy – deszcz, kategoria 1 uderzenia, ATA specyfikacja 300



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

